


# 新型コロナウイルス抗原検査キット

## <唾液採取用キット>



### 【使用方法】




① 唾液採取チューブのキャップを外し、チューブアダプタを唾液採取チューブにセットします。


※ 唾液採取チューブの中に試薬が入っておりますので、そのまま唾液を入れて下さい。




② 喉に「カアア」の音を出し、唾液を出します。




③ 唾液を2mlの目盛りまで回収して、チューブアダプタを外します。



④ 蓋をして、上に向けて試薬と唾液をよく混ぜます。



⑤ 蓋を開け、唾液を滅菌スポイトで吸います。



⑥ 3滴程を検査カセットの「円径」に落とし、10～15分間待ちます

### 【セット内容】

- ① 唾液採取チューブ (試薬入り)
- ② チューブアダプタ・滅菌スポイト
- ③ 検査カセット
- ④ 取扱い説明書

1 セット (20 検査キット)

販売価格

**50,000円** (税込)

1 検査キットあたり 2,500 円

※本製品は対外診断用医療品ではございません。診断・治療目的には使用できません。

### 注文書

日付

会社名				ご担当者名	
TEL		FAX		E-mail	
納品先 (直送先)					
品名	数量(1セット20検査キット入り)		備考		
新型コロナウイルス抗原検査キット (唾液採取用キット)	セット				